




巻き爪マイスター[®] とは？

巻き爪（過度にわん曲した爪）を矯正するための医療機器です。コイルばねに内蔵された超弾性合金ワイヤの弾性力によって、矯正具を装着している間に爪のわん曲が徐々に矯正されます。



リネイルゲル併用

◎特徴

コイルばねに内蔵されている超弾性合金ワイヤが、巻き爪（過度にわん曲した爪）に対し、持続的に矯正効果を発揮します。通常であれば、装着時に麻酔をする必要はありません。

◎装着の適応となる患者さん

－装着前に爪幅を測定し、適応したサイズを装着します。サイズを大きく外れる患者さんには装着できない可能性があります。また、爪の状態によっては装着いただけない場合もあります。

◎交換時期

－2週間～3ヶ月の連続装着を想定しています。留置性に問題がなければ、巻き爪マイスターを爪の根元側にスライドさせて、引き続き装着いただけます。

日常生活の注意点

- －巻き爪マイスターが装着された爪の表面を医療用のテープなどで可能な限り保護することをおすすめします。
- －装着したまま入浴いただいて構いませんが、巻き爪マイスターが外れないよう石鹸などでやさしく洗浄し、入浴後はよく乾かして清潔を保つようにしてください。
- －爪に大きな負荷がかかるスポーツ（水泳、サッカーなど）は出来る限り控えてください。巻き爪マイスターが外れる可能性があります（外れてしまった場合、再度、医療機関を受診してください）。

◎リネイルゲルとは？

－2023年4月から使えるようになった、巻き爪矯正具による治療効果を向上させる外用薬です。

◎特徴

- －有効成分アセチルシステインが、爪を軟らかくすることで、爪矯正具の治療効果を高めます。
 - －塗布から約24時間で爪の軟化は完了し、その後リネイルゲルを洗浄します。
- 爪矯正具の働きにより、平たんになったまま爪が再硬化するため、再び巻きにくい爪になることが期待されます。
- * 薬剤の塗布や保護テープの貼付は医師または看護師が行います。

巻き爪マイスター矯正（指一本）：6,000円（税込）

装着後のワイヤー調整（指一本）：2,000円（税込）

リネイルゲル（指一本）：5,000円（税込）